

Dekoracyjna owieczka DIY

Będziesz potrzebować:


- puste opakowanie myHumana Pack
- kolorową drukarkę i papier
- nożyczki i klej
- dwie rolki po papierze toaletowym
- trochę waty (opcjonalnie)

Instrukcja:



1. Ściągnij i wydrukuj naszą instrukcję. Ważne!: W ustawieniach drukarki wybierz „rozmiar rzeczywisty”, by uzyskać odpowiedni rozmiar. Dzięki temu masz pewność, że będzie pasować do pudełka myHumana Pack. Wytnij wszystkie elementy.
2. Owiń całe opakowanie myHumana Pack elementami z napisami „tył” oraz „przód”.
3. Połóż myHumana Pack na boku, przetnij dwie rolki po papierze toaletowym na pół i przyklej 4 części do szerszego boku. I tym oto sposobem Twoja owieczka ma już nogi!
4. Następnym krokiem będzie zrobienie głowy. Po prostu przyklej ją do pokrywki. A następnie przyklej podstawę.
5. Za chwilę zrobi się przytulaśnie: Jeśli chcesz, możesz obkleić całe ciało owieczki watą. Poczekać aż klej dobrze wyschnie.

A teraz Twój mały króliczek jest skończony!

Wskazówka: Jeśli chcesz używać króliczka jako pojemnika, upewnij się, że jego głowa i uszy nie blokują zamknięcia pokrywki.



podstawa



pokrywka



przód

